

## リトルアン QCPR のレンタル利用について

JCS-ITC 日本循環器学会 国際トレーニングセンター

### ■ レンタル内容について

リトルアン QCPR のレンタル物品は、マネキン本体とソフトケースのみとなります。

圧迫の深さ・テンポを表示する機材は含まれておりませんので、下記いずれかのスマートフォン・タブレットをご準備下さい。マネキン 6 体を同時に、1 台のスマートフォンで管理できます。

### ◇ 本体仕様

- ・ iOS 11.0 以降 (iPad・iPhone)
- ・ Android 7.0 以降 (Android タブレット・スマートフォン)

上記に加え、Bluetooth 機能が搭載されていること。


### ■ 必要なアプリの準備

Apple Store・Google Play からアプリケーションをダウンロードして下さい。事前にダウンロードを行い起動することを確認して下さい。

QCPR Instructor (Apple Store : iPad・iPhone 用)



QCPR Instructor (Google Play : Android 用)



## ■リトルアン QCPR 本体の電源 ON/OFF

数回胸骨圧迫を行うとのマネキン (Bluetooth) の電源が入ります。

※ 電池は装着した状態で収納されています。電池が切れた時は予備の電池に交換してください

※ 電池交換の際はコース中に電池が外れないように輪ゴムでしっかり固定して下さい。

コース中に外れると Bluetooth のペアリングが切断され、再接続する必要があります。

5分ほどマネキンを放置すると自動的にマネキン (Bluetooth) の電源がオフになります。

## ■マネキンとアプリの接続方法とトレーニングの始め方

1. マネキンの電源を入れます。
2. スマートフォン・タブレットの Bluetooth をオンにします。  
具体的な方法は、それぞれの説明書等を参照して下さい。
3. アプリを起動し、右上の人型のアイコンをタップする。図 1
4. 使用可能なマネキンが表示されるので、使用したいマネキンをタップする。図 2  
※それぞれのマネキン本体には JCS001～JCS040 までの管理番号を記載しておりますが、アプリ上では Little Anne1 ～ Little Anne40 と表示されます。  
※×印をタップすると接続を解除できます。
5. OK をタップし接続を完了する。図 3
5. トレーニングモード (圧迫のみ or CPR) を選択し開始タップする。図 4

図 1



図 2



図 3



図 4




## ■注意事項

- ・ マネキンの Bluetooth 接続が、他のスマートフォンと接続してしまうことがあります。  
一定時間マネキンを放置して接続が切れた時やコース中にマネキンの電池が外れた場合も同様です。  
上記の方法でマネキンを再接続して下さい。
- ・ 換気が表示が正しく表示されない場合があるとの報告をいただいております。

## ■評価の方法


トレーニングモードを選ぶと、最大6つのマネキン状況が表示されます。

深さとテンポがリアルタイムで表示されます。



### 深さ表示

DEPTH



Not deep enough

DEPTH



Not fully released

### テンポ表示

RATE



Too slow

RATE



Correct

RATE



Too fast